



SMOOTH SKIN
bare⁺

CÔNG NGHỆ IPL SIÊU NHANH
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

10 minutes and *voilà!*

Mục lục

1. GIỚI THIỆU VỀ SMOOTHSKIN BARE+	3	9. LÀM SẠCH, BẢO DƯỠNG VÀ BẢO QUẢN	24
2. CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SMOOTHSKIN BARE+	4	10. MANG THEO SMOOTHSKIN BARE+ KHI ĐI LẠI	24
3. THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ AN TOÀN	5	11. XỬ LÝ SỰ CỐ	25
4. RỦI RO TIỀM ẨN, TÁC DỤNG PHỤ VÀ PHẢN ỨNG VỚI DA	15	12. BẢO HÀNH	25
5. LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG SMOOTHSKIN BARE+	17	13. NHÃN VÀ KÝ HIỆU	26
6. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỦA SMOOTHSKIN BARE+	19	14. THÔNG SỐ KỸ THUẬT	27
7. MỨC ĐỘ PHÙ HỢP VỚI BẠN	19		
8. CÁCH SỬ DỤNG SMOOTHSKIN BARE+	19		

Chào mừng bạn đến với SMOOTHSKIN BARE+

Xin chúc mừng!

Bạn đã mở ra cánh cửa đến với thế giới của vẻ đẹp, sự trơn nhẵn và tiện lợi không gì sánh được. Hãy đến với chúng tôi và tham gia vào cuộc trò chuyện tại phòng làm đẹp “chương trình hỗ trợ” trên www.smoothskin.com. Tại đây, bạn có thể trao đổi các mẹo hữu ích và được chuyên gia tư vấn trong suốt quá trình điều trị.

Thành phần

Bên trong bao bì của SmoothSkin Bare+ bạn sẽ thấy có các bộ phận sau:

- Thiết bị cầm tay và Bộ nguồn
- Cáp nguồn
- Hướng dẫn sử dụng


Hệ thống Smoothskin Bare+



2. CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA IPL

SmoothSkin Bare+ được thiết kế giúp phá vỡ chu kỳ phát triển của lông. Năng lượng ánh sáng được truyền qua bề mặt da và được hấp thụ bởi melanin có trong thân lông. Năng lượng ánh sáng đó được chuyển đổi thành năng lượng nhiệt (bên dưới bề mặt da), có tác dụng ngăn những sợi lông phát triển trở lại. Giờ đây bạn sẽ thấy lông đã được điều trị sẽ rụng một cách tự nhiên sau vài ngày đến 1-2 tuần.



3. THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ AN TOÀN

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

KHÔNG SỬ DỤNG SmoothSkin Bare+ nếu bạn có làn da quá sẫm màu. Cảm biến tông da nằm gần cửa sổ đầu ra của thiết bị sẽ xác định tông da của bạn. Đối với vùng da quá sẫm màu, Smoothskin Bare + sẽ không hoạt động để đảm bảo an toàn cho bạn.



KHÔNG SỬ DỤNG SmoothSkin Bare+ nếu da bạn bị rám nắng nhân tạo hoặc tự nhiên hoặc bị cháy nắng do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Da của bạn có thể rất nhạy cảm sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và đặc biệt dễ bị bong, phồng rộp, mất màu hoặc sẹo nếu bạn sử dụng SmoothSkin Bare+. Hãy đợi 1 tuần cho đến khi tình trạng cháy nắng hoặc rám nắng biến mất rồi hãy sử dụng SmoothSkin Bare+.

KHÔNG ĐỂ các vùng da được triệt tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Hãy đợi ít nhất 7 ngày sau khi triệt rồi hãy tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Da của bạn có thể rất nhạy cảm sau khi điều trị với SmoothSkin Bare+ và đặc biệt dễ bị cháy nắng. Thoa kem chống nắng (chỉ số SPF 15 trở lên) vào khu vực được điều trị hoặc che vùng da được triệt bằng trang phục phù hợp.

KHÔNG SỬ DỤNG SmoothSkin Bare+ trực tiếp trên núm vú, màng nhầy, âm đạo, dương vật hoặc xung quanh hậu môn. Những khu vực này có thể có màu da sẫm hơn và/hoặc nhiều lông hơn. Sử dụng thiết bị ở những khu vực này có thể gây khó chịu/đau đớn hoặc làm tổn thương (bong, mất màu hoặc sẹo) làn da của bạn.

KHÔNG SỬ DỤNG SmoothSkin Bare+ nếu bạn có tiền sử ung thư da hoặc tổn thương tiền ung thư (ví dụ: có nốt bầm sinh hoặc nhiều nốt ruồi)

KHÔNG SỬ DỤNG SmoothSkin Bare+ nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú, vì thiết bị này chưa được thử nghiệm với những đối tượng này.

KHÔNG SỬ DỤNG SmoothSkin Bare+ trên các nốt đen hoặc nâu sẫm như vết bớt, nốt ruồi hoặc mụn cóc ở khu vực bạn muốn điều trị. Sử dụng SmoothSkin Bare+ có thể làm tổn thương làn da của bạn hoặc làm cho tình trạng hiện tại trở nên tệ hơn. Bạn có thể gặp các tác dụng phụ như bong, phồng rộp và thay đổi màu da hoặc sẹo.

KHÔNG SỬ DỤNG SmoothSkin Bare+ nếu bạn có bất kỳ tình trạng bệnh lý về da nào tại vùng da được triệt, bao gồm bệnh vẩy nến, bạch biến, chàm, mụn trứng cá, mụn rộp hoặc nhiễm trùng đang tiếp diễn hoặc vết thương.

KHÔNG SỬ DỤNG SmoothSkin Bare+ nếu bạn dưới 18 tuổi vì thiết bị này chưa được thử nghiệm với những đối tượng này.

CẢNH BÁO

AN TOÀN CHO MẮT

SmoothSkin Bare+ phát ra tia của Ánh sáng xung cường độ cao (IPL). Tiếp xúc trực tiếp với tia này có khả năng gây hại cho mắt của bạn. Hãy cẩn trọng và làm theo các biện pháp phòng ngừa an toàn dưới đây.

Thiết bị cầm tay chỉ có thể được kích hoạt (chiếu tia) nếu Cảm biến tông da (bên cạnh Cửa sổ điều trị) phát hiện chỉ số Tông da hợp lệ và tiếp xúc hoàn toàn với khu vực điều trị. Tuy nhiên:

KHÔNG nhìn thẳng vào Cửa sổ điều trị của máy khi hệ thống đã được kết nối với



nguồn điện và đã được bật

KHÔNG cố gắng kích hoạt (chiếu tia) hệ thống về phía mắt

KHÔNG điều trị các khu vực xung quanh mắt (lông mày hoặc lông mi)

Smoothskin Bare+ có thể dùng được cho môi trên, má, cằm, hàm và cổ ở phụ nữ

CHỈ cố gắng kích hoạt hệ thống (chiếu tia) khi mặt trước của máy tiếp xúc gần với khu vực bạn muốn triệt.

CHÚNG TÔI KHUYÊN bạn không nên nhìn vào Thiết bị cầm tay khi chiếu vào da.

ĐIỆN VÀ AN TOÀN

Như với bất kỳ thiết bị điện nào, bạn phải tuân thủ một số biện pháp phòng ngừa nhất định để đảm bảo an toàn.

KHÔNG cố mở phần bên SmoothSkin Bare+, vì điều này có thể khiến bạn tiếp xúc với các linh kiện điện nguy hiểm.

KHÔNG SỬ DỤNG nếu SmoothSkin Bare+ bị hỏng; ví dụ: Máy bị nứt, hỏng cáp (có

thể nhìn thấy dây bên trong), kính trên đầu máy bị nứt hoặc vỡ, v.v. Điều này có thể khiến bạn bị thương.

KHÔNG SỬ DỤNG gần bồn tắm, vòi hoa sen, bồn hoặc các thùng chậu có chứa nước. Nếu SmoothSkin Bare+ bị ướt, bạn không được sử dụng thiết bị này.



KHÔNG SỬ DỤNG nếu SmoothSkin Bare+ trở nên rất nóng khi chạm vào. Điều này nghĩa là thiết bị có thể đã bị hỏng.

KHÔNG SỬ DỤNG bộ nguồn hoặc linh kiện khác, trừ những linh kiện được cung cấp để sử dụng với SmoothSkin Bare+. Điều này có thể làm hỏng máy và khiến máy ngừng hoạt động.

KHÔNG cố gắng kích hoạt (chiếu tia) SmoothSkin Bare+ lên bất kỳ bề mặt nào khác ngoài da.

CẢNH BÁO không được phép chỉnh sửa thiết bị này.

KHÔNG đặt SmoothSkin Bare+ ở vị trí khó ngắt kết nối với Nguồn điện.

THÔNG TIN AN TOÀN CHUNG

KHÔNG SỬ DỤNG nếu bạn đã điều trị lột da ở khu vực bạn muốn điều trị. Vui lòng đợi 30 ngày sau khi lột da rồi mới điều trị bằng SmoothSkin Bare+.

Điều trị da rám nắng bằng Ánh sáng xung cường độ cao (IPL) có thể dẫn đến tình trạng tăng sắc tố vĩnh viễn (sẫm lại) hoặc giảm sắc tố (sáng lên) của da được điều trị.

KHÔNG SỬ DỤNG nếu bạn nhạy cảm với ánh sáng mặt trời (nhạy cảm ánh sáng) hoặc đang dùng loại thuốc khiến da nhạy cảm hơn và gây ra tình trạng nhạy cảm ánh sáng, ví dụ Retin A, Accutane và/hoặc các retinoid tại chỗ khác. Luôn kiểm tra Hướng dẫn sử dụng đi kèm với sản phẩm thuốc của bạn, để xem liệu nhạy cảm ánh sáng có được liệt kê là tác dụng phụ hay không. Sử dụng SmoothSkin Bare+ trên da nhạy cảm ánh sáng có thể dẫn đến tổn thương da như sưng hoặc phỏng rộp.

Nên để SmoothSkin Bare+ xa tầm tay trẻ em dưới 18 tuổi. Trẻ em không nên sử dụng, chơi, bảo trì hoặc làm sạch thiết bị. Có một số rủi ro tiềm ẩn - tiếp xúc với đầu ra ánh sáng gây bỏng hoặc tổn thương mắt, điện giật, dây cáp siết cổ, nghẹn thở từ Mặt trước có thể tháo rời.

Tránh để SmoothSkin Bare+ gần với vật nuôi và côn trùng vì chúng có thể làm hỏng thiết bị. Rủi ro tiềm ẩn bao gồm suy giảm chức năng và điện giật.

SmoothSkin Bare+ không dành cho những người bị suy giảm năng lực thể chất, giác quan hoặc tinh thần. Trừ khi họ được giám sát hoặc được hướng dẫn cách sử dụng thiết bị đúng cách và an toàn từ người chịu trách nhiệm về an toàn của họ.

Bộ lọc thủy tinh của SmoothSkin Bare+ là một bộ phận quan trọng mà sẽ tích nhiệt trong quá trình sử dụng.

KHÔNG trực tiếp chạm vào Bộ lọc trong hoặc sau khi sử dụng. Thường xuyên kiểm

tra Bộ lọc xem có bị hỏng hóc hay không. **KHÔNG** sử dụng SmoothSkin Bare+ nếu Bộ lọc bị nứt hoặc không có Bộ lọc.

Đảm bảo Cửa sổ điều trị của SmoothSkin Bare+ luôn sạch sẽ và không có mảnh vụn. Bất kỳ mảnh vụn nào trên hoặc xung quanh Cửa sổ điều trị trong khi hoạt động có thể dẫn đến thay đổi tạm thời tình trạng da như đỏ hoặc sưng tấy.

CẢNH BÁO: Da có thể bị gây hại sau khi sử dụng kéo dài hoặc lặp đi lặp lại tại một vị trí trên một bề mặt. Hãy đảm bảo rằng bạn không triệt (dùng ánh sáng soi lên) một vùng da quá 3 lần.

KHÔNG vượt quá mức độ sử dụng được chỉ định trong liệu trình triệt

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

Triệt lông bằng laser hoặc nguồn ánh sáng xung cường độ cao (IPL) có thể làm gia tăng mức độ phát triển lông ở một số người. Dựa trên dữ liệu hiện có, các nhóm có nguy cơ cao nhất đối với phản ứng này là phụ nữ tại khu vực Địa Trung Hải, Trung

Đông và Nam Á khi triệt ở mặt và cổ.

KHÔNG SỬ DỤNG SmoothSkin Bare+ trên bất kỳ khu vực nào mà bạn có thể muốn lông mọc trở lại.

KHÔNG SỬ DỤNG thiết bị SmoothSkin Bare+ trên mặt, hàm hoặc cổ của nam giới. Rie mép/ của nam giới quá rậm rạp và sử dụng thiết bị SmoothSkin Bare+ ở những khu vực này có thể dẫn đến tổn thương da.

SmoothSkin Bare+ không được khuyến khích sử dụng đối với lông có màu đỏ, xám hoặc vàng. SmoothSkin Bare+ không hiệu quả đối với những màu lông này

4. RỦI RO TIỀM ẨN, TÁC DỤNG PHỤ VÀ PHẢN ỨNG VỚI DA

Sử dụng SmoothSkin Bare+ có thể dẫn đến các tác dụng phụ.

Bảng dưới đây liệt kê các phản ứng đã biết với da mà có thể xảy ra sau khi điều trị với SmoothSkin Bare+.

TÁC DỤNG PHỤ TIỀM ẨN	CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ VÀ PHẢN ỨNG
Đau nhẹ/khó chịu ở khu vực đang được điều trị	Điều này nằm trong dự tính và là tình trạng bình thường đối với tất cả các phương pháp điều trị bằng công nghệ IPL. Bạn có thể tiếp tục sử dụng thiết bị theo hướng dẫn và cơn đau sẽ giảm dần khi tiếp tục sử dụng.
Cảm giác ấm áp hoặc cảm giác ngứa ran trong quá trình điều trị, thường biến mất sau vài giây đến một phút và giảm dần khi tiếp tục sử dụng.	Điều này nằm trong dự tính và là tình trạng bình thường đối với tất cả các phương pháp điều trị bằng công nghệ IPL. Bạn có thể tiếp tục sử dụng thiết bị theo hướng dẫn.
Ngứa ở khu vực được điều trị	Điều này khá phổ biến đối với các phương pháp điều trị bằng công nghệ IPL và sẽ giảm dần sau một thời gian ngắn. Bạn có thể tiếp tục sử dụng thiết bị theo hướng dẫn. Không gãi khu vực được điều trị.
Tình trạng đỏ da trong hoặc sau khi điều trị và sẽ biến mất trong vòng vài phút.	Điều này nằm trong dự tính và là tình trạng bình thường đối với tất cả các phương pháp điều trị bằng công nghệ IPL. Bạn có thể tiếp tục sử dụng thiết bị theo hướng dẫn khi tình trạng đỏ da đã biến mất.
Tình trạng đỏ da không biến mất trong vài phút và kéo dài 24-48 giờ.	Ngừng sử dụng thiết bị ngay lập tức và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng lại.
Đau hoặc khó chịu dữ dội trong khi điều trị hoặc tình trạng đau và khó chịu vẫn tiếp tục sau khi điều trị	Ngừng sử dụng thiết bị ngay lập tức và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng lại.

TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP HIẾM KHI XẢY RA	CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ VÀ PHẢN ỨNG
Sưng và đỏ không biến mất trong vòng hai đến ba ngày.	Ngừng sử dụng thiết bị ngay lập tức và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng lại.
Thay đổi tạm thời màu da (sáng lên hoặc sẫm đi).	Nếu màu da của bạn thay đổi, hãy ngừng sử dụng thiết bị ngay lập tức và tham khảo ý kiến bác sĩ.
Phồng rộp hoặc bong rát da.	Ngừng sử dụng thiết bị ngay lập tức và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng lại. Áp túi làm lạnh lên khu vực này. Điều trị bằng kem bôi sát trùng hoặc trị bong.

Chúng tôi đã tiến hành một thử nghiệm lâm sàng với 50 đối tượng, mỗi đối tượng nhận được 12 lần điều trị hàng tuần. Các tác dụng phụ được ghi lại bao gồm:

- **Ngứa** - 4 đối tượng bị ngứa nhẹ sau khi điều trị.
- **Đỏ nhẹ** - 1 đối tượng xuất hiện phản ứng này.
- **Cảm giác châm chích nhẹ** - 5 đối tượng báo cáo cảm giác hơi khó chịu sau khi điều trị.
- **Lông mọc ngược** - 1 đối tượng báo cáo tình trạng lông mọc ngược sau khi điều trị.
- **Đỏ nang lông** - 1 đối tượng báo cáo một đốm đỏ tại nơi điều trị sau khi điều trị.

Trong tất cả các trường hợp, da được điều trị trở lại tình trạng bình thường trong vòng 7 ngày.

5. LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG SMOOTHSKIN BARE+

SmoothSkin Bare+ được chỉ định để giảm vĩnh viễn lông không mong muốn.

Một thử nghiệm lâm sàng đã được tiến hành để đánh giá tính an toàn và hiệu quả của SmoothSkin Bare+. Các đặc điểm chính của thử nghiệm lâm sàng này bao gồm:

- Tất cả các quy trình điều trị được thực hiện bởi các đơn vị vận hành phi y tế đã được đào tạo tại một địa điểm, sử dụng các thiết bị giống hệt với thiết bị SmoothSkin Bare+ được cung cấp trong gói này;
- Tất cả các đối tượng được yêu cầu hoàn thành các câu hỏi liên quan đến tình trạng sức khỏe tổng quát của họ và những người không thể điều trị, ví dụ những người có một hoặc nhiều yếu tố chống chỉ định như được liệt kê trong Phần 3 của Hướng dẫn sử dụng này không được tham gia thử nghiệm. Ngoài ra, tất cả các đối tượng được yêu cầu cung cấp Mẫu chấp thuận tham gia theo yêu cầu thử nghiệm lâm sàng quốc tế;
- Tổng cộng có 53 đối tượng nữ, từ 19 đến 45 tuổi, bắt đầu tham gia thử nghiệm;
- 3 đối tượng rời khỏi thử nghiệm trong thời gian tham gia liệu trình vì lý do cá nhân. Không có đối tượng nào rời khỏi thử nghiệm do các vấn đề liên quan đến việc sử dụng SmoothSkin Bare+;
- Mỗi đối tượng nhận được 12 lượt điều trị hàng tuần tại vị trí cơ thể đã chọn. Phương pháp điều trị điển hình bao gồm cạo lông tại vị trí điều trị sau đó sử dụng SmoothSkin Bare+ theo quy trình tương tự như được nêu trong Phần 7, Bước 3 của Hướng dẫn sử dụng này;
- Chúng tôi sử dụng phương pháp đếm số lượng lông để đo lường sự thay đổi số lượng lông 6 tháng và 12 tháng sau lần điều trị cuối cùng. Số lượng lông ở vị trí điều trị được xác định thông qua ảnh chụp độ phân giải cao và sự khác biệt về số lượng lông được tính bằng phần trăm thay đổi;
- Khi được sử dụng theo chỉ dẫn, những người tham gia thử nghiệm lâm sàng cho thấy số lượng lông giảm bình quân lần lượt là 44% và 36% tại thời điểm 6 tháng và 12 tháng sau lần điều trị cuối cùng khi so sánh với số lượng lông trước khi điều trị (Xem Bảng dưới đây). Kết quả thực tế khác nhau giữa các đối tượng;

	SmoothSkin Bare+
Số lượng đối tượng 6 tháng sau khi điều trị	50
Số lượng lông giảm 6 tháng sau khi điều trị	43.9%
Số lượng đối tượng 12 tháng sau khi điều trị	33
Số lượng lông giảm 6 tháng sau khi điều trị	36.0%
% đối tượng được điều trị thành công (số lượng lông giảm 30%) trên tất cả các vùng cơ thể 12 tháng sau khi điều trị. Đối tượng điều trị thành công được định nghĩa là đối tượng có số lượng lông giảm trên 30% tại tất cả các vị trí điều trị sau 12 tháng.	66.7%

- Tỷ lệ đối tượng gặp tác dụng phụ trong thử nghiệm lâm sàng là tối thiểu (như được nêu trong Phần 4 ở trên) và phần lớn các đối tượng (48 trong số 50) sẽ giới thiệu SmoothSkin Bare+ cho bạn bè của họ

6. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỦA SMOOTHSKIN BARE+

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

SmoothSkin Bare+ được sử dụng để giảm vĩnh viễn lượng lông không mong muốn.

7. MỨC ĐỘ PHÙ HỢP VỚI BẠN

KHU VỰC CƠ THỂ

SmoothSkin Bare+ phù hợp để triệt lông trên cơ thể và lông trên khuôn mặt phụ nữ dưới đường viền mắt.



MÀU DA

SmoothSkin Bare+ phù hợp để sử dụng cho các tông da sáng, trung bình và sẫm, bao gồm cả tông da số 5. SmoothSkin Bare+ kết hợp với Cảm biến tông da để đo màu da của bạn và sẽ ngăn không cho thiết bị hoạt động nếu màu da của bạn quá sẫm.



MÀU LÔNG

SmoothSkin Bare+ phù hợp để sử dụng cho lông có màu đen hoặc nâu tự nhiên. Thiết bị có thể không hiệu quả trên lông màu trắng, xám, vàng hoặc đỏ.

8. CÁCH SỬ DỤNG SMOOTHSKIN BARE+

CẢNH BÁO: Thực hiện theo từng bước trong quy trình điều trị, đảm bảo bạn hoàn thành toàn bộ lộ trình mỗi bước trước khi chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 1: CHUẨN BỊ khu vực cần điều trị

CAO LÔNG để loại bỏ tất cả lông có thể nhìn thấy. Đảm bảo không có lông còn sót lại trên bề mặt da nhằm tạo điều kiện điều trị tối ưu và ngăn các mảnh vụn che phủ mặt trước của SmoothSkin Bare+.

Làm sạch khu vực cần điều trị và làm khô. Lưu ý không được sử dụng bất kỳ loại gel hoặc kem nào với thiết bị này!

Bước 2: Tiến hành KIỂM TRA ỨNG ÁP DA

Trước lần điều trị đầu tiên của bạn trên từng khu vực cơ thể mới, chúng tôi KIẾN NGHỊ bạn kiểm tra da ở khu vực đó để biết phản ứng với SmoothSkin Bare+.

Khu vực kiểm tra phải có kích thước khoảng 3cm x 2cm (tương đương với 2 lần chiếu tia được áp dụng cho vùng da cạnh nhau). Thực hiện theo Bước 3 để điều trị khu vực này.



Hãy đợi 24 giờ sau khi tiến hành kiểm tra để đảm bảo làn da của bạn phù hợp để triệt và không có phản ứng tiêu cực với năng lượng ánh sáng. Nếu không có phản ứng nào sau 24 giờ, bạn có thể điều trị khu vực xung quanh khu vực kiểm tra. KHÔNG triệt lại “Khu vực kiểm tra dị ứng áp da” trong ít nhất 1 tuần.

Bước 3: Điều trị với SmoothSkin Bare+

A) Cắm Bộ nguồn vào Ổ cắm sử dụng Cấp nguồn được cung cấp. Cảm biến tông da ở mặt trước của Thiết bị cầm tay sẽ chuyển sang ánh sáng màu xanh và quạt sẽ khởi động.

Thời gian chờ CHẾ ĐỘ STANDBY

Khi thiết bị được để ở tình trạng “không hoạt động”, tức là không có nút nào được ấn trong 10 phút thì thiết bị sẽ trở lại chế độ STANDBY và đèn STS sẽ tắt. Để trở về chế độ SẴN SÀNG để điều trị, nhấn Nút kích hoạt.


B) Áp mạnh Thiết bị cầm tay vào khu vực cần điều trị để đảm bảo Cảm biến tông da tiếp xúc với da. Nếu Cảm biến tông da không phát hiện ra tông da hợp lệ, thì Thiết bị cầm tay không thể kích hoạt. Khi Cảm biến tông da xác định được tông da hợp lệ, đèn xung quanh Nút kích hoạt sẽ phát ánh sáng TRẮNG để cho biết thiết bị đã sẵn sàng chiếu tia.



C) Nhấn NÚT KÍCH HOẠT. Thiết bị sẽ chiếu tia và bạn sẽ cảm nhận được cảm giác ấm áp.

D) Di chuyển Thiết bị cầm tay sang khu vực tiếp theo cần điều trị và lặp lại. Cần sạc lại thiết bị giữa các lần chiếu tia. Thao tác này chỉ mất khoảng 0,6 giây.

E) Hãy chắc chắn bạn điều trị TOÀN BỘ KHU VỰC cần thiết, và điều trị các khu vực có lông cứng (chẳng hạn vùng nách) bằng cách đi đi lại lại nhiều lần (cho thiết bị chạy trên khu vực đó tối đa 3 lần).



CẢNH BÁO: Đảm bảo không che lỗ thông hơi trên thiết bị trong khi điều trị, vì thiết bị có thể trở nên quá nóng nếu bạn làm như vậy.

SmoothSkin Bare+ là một thiết bị cực kỳ nhanh và mạnh mẽ, cho phép bạn hoàn thành quá trình điều trị toàn thân trong vòng chưa đến 10 phút.

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ - DẬP HAY TRƯỢT?

Phương pháp dập

Phương pháp này được khuyến nghị cho các khu vực có diện tích nhỏ như nách và đường viền bikini. Đặt Thiết bị cầm tay lên da, nhấn và nhả Nút kích hoạt. Rồi thiết bị khỏi da trước khi cần thận áp dụng lại cho khu vực điều trị tiếp theo.

Phương pháp trượt

Phương pháp này được khuyến nghị cho các khu vực có diện tích lớn hơn như chân. Đặt Thiết bị cầm tay lên da, giữ Nút kích hoạt (nhấn xuống liên tục), sau đó trượt Thiết bị cầm tay dọc theo da giữa các lần chiếu tia. Cố gắng di chuyển Thiết bị cầm tay ở tốc độ ổn định trên toàn bộ khu vực cần điều trị mà không lặp lại hay bỏ qua vị trí nào.

Bước 4: Lịch trình Điều trị SmoothSkin Bare+ của bạn

Nên sử dụng SmoothSkin Bare+ HÀNG TUẦN cho đến khi đạt được kết quả mong muốn.



Bước 5: Tắt thiết bị SmoothSkin Bare+

Khi kết thúc điều trị, nên rút phích cắm SmoothSkin Bare+ khỏi ổ cắm điện.

Tham khảo phần 9 để biết chi tiết về cách chăm sóc thiết bị SmoothSkin Bare+ của bạn một cách tốt nhất.

9. LÀM SẠCH, BẢO DƯỠNG, BẢO QUẢN

Sau khi triệt lông bằng máy, luôn tắt máy bằng cách rút phích cắm khỏi ổ cắm điện.

Sau khi sử dụng, phải kiểm tra Thiết bị cầm tay, Cảm biến tông da và Cửa sổ điều trị xem có bị hư hại không và lau sạch bằng vải khô, không có xơ.

CẢNH BÁO: Bộ lọc thủy tinh có thể tích nhiệt trong quá trình sử dụng. KHÔNG chạm vào hoặc lau bộ lọc trong ít nhất 5 phút sau khi sử dụng cho đến khi bộ lọc nguội đi.

KHÔNG BAO GIỜ sử dụng nước hoặc chất (lông) làm sạch khác, vì những chất này có thể làm hỏng thiết bị dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn về an toàn.

Nếu cần thiết, có thể làm sạch Bộ phận xạ và Cảm biến tông da một cách kỹ lưỡng bằng cách sử dụng bông tăm ẩm nhẹ.

Bảo quản thiết bị SmoothSkin Bare+ ở nơi khô ráo, thoáng mát. Đảm bảo bảo vệ Cửa sổ điều trị và Cảm biến tông da trên Thiết bị cầm tay để không bị hư hại.

Thường xuyên kiểm tra thiết bị (bao gồm cả dây) để phát hiện các dấu hiệu hỏng hóc có thể nhìn thấy. Trong trường hợp hỏng hóc hoặc nứt vỡ, hãy ngừng sử dụng thiết bị - và truy cập trang web smoothskin.com để biết thêm thông tin hỗ trợ hoặc liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi qua mục Liên hệ trên website.

Cảm biến
tông da
Bộ phận xạ



10. MANG THEO SMOOTHSKIN BARE+ KHI ĐI LẠI

Bộ nguồn của thiết bị SmoothSkin Bare+ khá phổ biến và có thể hoạt động với tất cả các nguồn điện thường dùng. Chỉ cần bạn có bộ chuyển đổi phù hợp cho ổ cắm cấp nguồn, SmoothSkin Bare+ sẽ hoạt động bình thường.

11. XỬ LÝ SỰ CỐ

Vấn đề	Giải pháp
Đèn Nút kích hoạt trên Thiết bị cầm tay không sáng lên khi áp lên da của bạn.	Hãy chắc chắn bạn đã cắm Bộ nguồn. Đảm bảo Cảm biến tông da được áp hoàn toàn vào da. Da của bạn có thể quá sẫm màu không thể triệt. Hãy kiểm tra bằng tông da ở mặt trước của hướng dẫn sử dụng.
Nút kích hoạt trên Thiết bị cầm tay phát ra ánh sáng màu trắng khi được đặt trên da, nhưng Thiết bị cầm tay không chiếu tia khi nhấn Nút kích hoạt.	Có thể thiết bị đã xảy ra lỗi. Rút phích cắm thiết bị và khởi động lại. Nếu vấn đề này vẫn lặp lại, hãy truy cập trang web smoothskin.com và để lại thông tin để được hỗ trợ.
Đèn Nút kích hoạt trên Thiết bị cầm tay liên tục phát ra ánh sáng màu đỏ và thiết bị không hoạt động.	Điều này có nghĩa là đã xảy ra lỗi với thiết bị. Hãy ngừng sử dụng thiết bị và truy cập trang web để biết thêm thông tin hỗ trợ.
Thiết bị cầm tay SmoothSkin Bare+, Cửa sổ điều trị, Bộ nguồn hoặc cáp bị hỏng, vỡ, nứt hoặc xuất hiện lỗi.	KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG. Nếu bạn nghi ngờ thiết bị SmoothSkin Bare+ không an toàn hoặc nghi ngờ thiết bị bị hỏng theo bất kỳ cách nào, hãy ngừng sử dụng và truy cập trang web SmoothSkin để biết thêm thông tin.

12. BẢO HÀNH

Chúng tôi cung cấp bảo hành 2 năm cho sản phẩm bắt đầu từ ngày mua. Trong thời hạn bảo hành, chúng tôi sẽ kiểm tra miễn phí các lỗi về vật liệu hoặc chất lượng thiết bị và thay thế thiết bị hoàn chỉnh, theo quyết định của chúng tôi.

Chính sách bảo hành này được áp dụng ở mọi quốc gia mà CyDen hoặc nhà phân phối được CyDen chỉ định cung cấp thiết bị này.

Phạm vi bảo hành không bao gồm hư hỏng do sử dụng không đúng cách, hao mòn hoặc sử dụng bình thường cũng như các khiếm khuyết có ảnh hưởng không đáng kể đến giá trị hoặc hoạt động của thiết bị. Chính sách bảo hành trở nên vô hiệu nếu việc sửa chữa được thực hiện bởi những người không được ủy quyền và nếu thiết bị không sử dụng các linh kiện SmoothSkin Bare+ chính hãng. Để được cung cấp dịch vụ trong thời hạn bảo hành, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi: www.smoothskin.com.

Để được cung cấp dịch vụ trong thời hạn bảo hành, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi: www.smoothskin.com.

13. NHÃN VÀ KÝ HIỆU

SmoothSkin Bare+ được đánh dấu bằng các ký hiệu sau:

	Bộ phận ứng dụng loại BF		Tuân thủ FCC EMC đối với Bắc Mỹ
	Thiết bị cấp II		Ký hiệu Tuân thủ Quy định của Australia
	Tuân theo Hướng dẫn sử dụng		Ký hiệu tuân thủ ba lá của Ukraine
	Ký hiệu xử lý rác thải WEEE của Liên minh Châu Âu		Thời hạn sử dụng tuân thủ luật bảo vệ môi trường RoHS của Trung Quốc
	Ký hiệu Tuân thủ của châu Âu		Cảnh báo Bức xạ quang tử thiết bị có thể gây tổn thương mắt
	Để nơi khô ráo		
	Phân cực kết nối dòng điện trực tiếp		
	Ký hiệu Chứng nhận NRTL		

Tuyên bố FCC:

LƯU Ý: Thiết bị này đã được thử nghiệm và ra đời khi tuân thủ các giới hạn đối với thiết bị kỹ thuật số Loại B, theo phần 15 của Quy tắc FCC. Những giới hạn này được đưa ra nhằm đảm bảo mức độ bảo vệ hợp lý chống lại nhiễu sóng có hại khi lắp đặt trong dân cư. Thiết bị này tạo ra, sử dụng và có thể phát ra năng lượng tần số vô tuyến và, nếu không được lắp đặt và sử dụng theo hướng dẫn, có thể gây nhiễu sóng có hại cho thiết bị thông tin vô tuyến. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng nhiễu sóng sẽ không xảy ra trong một trường hợp lắp đặt cụ thể. Nếu thiết bị này gây nhiễu sóng có hại cho việc thu sóng radio hoặc truyền hình, mà có thể được xác định bằng cách tắt và bật thiết bị, chúng tôi khuyến khích người dùng thử khắc phục tình trạng nhiễu sóng bằng một hoặc nhiều biện pháp sau:

- Xoay hoặc di chuyển các ăng ten thu.

- Tăng khoảng cách giữa máy triệt và máy thu.

- Kết nối thiết bị vào một ổ cắm trên một mạch điện khác với mạch điện mà máy thu được kết nối.

- Liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của đại lý/nhà phân phối hoặc kỹ thuật viên radio/TV có kinh nghiệm để được giúp đỡ.

14. THÔNG SỐ KỸ THUẬT+E2

SmoothSkin Bare+ là một hệ thống Ánh sáng xung cường độ cao bằng thông rộng được lọc với các thông số kỹ thuật như sau:

- **Tốc độ lặp lại:** Xung phát thủ công mỗi 0,6 giây. Hoạt động liên tục
- **Hiệu năng quang học tối đa:** 4J/cm²
- **Chiều dài xung :** 1msec FWHM
- **Bước sóng:** 510-1100nm
- **Đầu vào mạng điện cung cấp:** 100-240V~, 50/60Hz, 1.7-0.91A
- **Nhiệt độ hoạt động:** Từ 5°C đến 40°C
- **Độ ẩm hoạt động:** Tối đa 93% RH, không ngưng tụ
- **Áp suất hoạt động:** Từ 700hPa đến 1060hPa
- **Khu vực điều trị (kích thước tại chỗ):** 3 cm² (30 mm x 10 mm)

Khu vực trực tiếp xung quanh cửa sổ điều trị được phân loại là Bộ phận ứng dụng và có thể đạt tới nhiệt độ tối đa là 52°C.

Đảm bảo vận hành thiết bị SmoothSkin Bare+ theo hướng dẫn trong Phần 8.

Điều kiện vận chuyển:

- **Nhiệt độ:** Từ -25°C đến +70°C
- **Độ ẩm:** Tối đa 93% RH, không ngưng tụ
- **Áp suất:** Từ 500hPa đến 1060hPa

Nếu thiết bị đã được lưu trữ ở nhiệt độ ngoài khoảng nhiệt độ hoạt động đã nêu, vui lòng đợi 30 phút trước khi sử dụng để thiết bị thích nghi với môi trường xung quanh.

SmoothSkin Bare+ có số lần chiếu tia không giới hạn và dành cho một người dùng.

Vòng đời tối thiểu dự kiến là 10 năm khi sử dụng theo chế độ khuyến nghị.

EMC

SmoothSkin Bare+ tuân thủ các Tiêu chuẩn EMC và Tiêu chuẩn sửa đổi mới nhất áp dụng cho các Thiết bị gia dụng và y tế. Bao gồm: EN 60601-1-2:2014 Ed 4.0, EN 55014-1:2017 và EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014 & EN 61000-3-3:2013, FCC CRF 47 Phần 15B 15.107 & 15.109

An toàn

SmoothSkin Bare+ tuân thủ các Tiêu chuẩn an toàn và Tiêu chuẩn sửa đổi mới nhất áp dụng cho các Thiết bị gia dụng và y tế.

Bao gồm: IEC 60335-1:2010, IEC 60335-2-23 :2003, IEC 60601-11:2015, IEC 60601-1-1:2005, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006, CAN/CSA -C22.2 No 60601-1:2008 và 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + AMS

Ký hiệu CE chứng nhận rằng thiết bị này tuân thủ các Chỉ thị EU sau đây:

- Chỉ thị điện áp thấp 2014/35/EU
- Chỉ thị tương thích điện từ 2014/30/EU
- Chỉ thị sản phẩm liên quan đến năng lượng 2009/125/EC

Vui lòng liên hệ với CyDen Ltd để biết thêm chi tiết

XỬ LÝ (cuối vòng đời)

Để giảm thiểu các mối nguy hại cho sức khỏe và môi trường và đảm bảo rằng các vật liệu có thể được tái chế, sản phẩm này nên được xử lý tại một cơ sở thu gom rác thải dành riêng cho các thiết bị điện và điện tử.

Biểu tượng WEEE được đánh dấu trên sản phẩm nhằm nhắc nhở bạn về điều này.

Liên hệ với chúng tôi qua trang web SMOOTHSKIN
(www.smoothskin.com) hoặc qua Facebook
Smoothskin Vietnam

CyDen Limited
Block A
Bay Studios Business Park
Fabian Way
Swansea SA1 8QB
UK

• Hình ảnh trong Hướng dẫn sử dụng chỉ mang tính minh họa

CM12-1678-01

SMOOTHSKIN
bare⁺